

Estrazione manuale di DNA/RNA per adsorbimento e basata su colonna

Sono comunemente utilizzati vari tipi di estrazione manuale degli acidi nucleici (estrazione per adsorbimento, mediante particelle magnetiche, basata su colonna, ecc.). Per tutti i metodi si possono distinguere fasi comuni: lisi (lisi cellulare per demolire cellule/tessuti), legame al trasportatore (sfere, materiale sorbente, altri trasportatori), lavaggio (eliminazione di frammenti, contaminanti e tutto ciò che non è pertinente), eluizione (rilascio del bersaglio nella soluzione appropriata). Offriamo una gamma completa di dispositivi che assicurano stabilità e ripetibilità del metodo di estrazione manuale desiderato.

1

Risospensione dei reagenti e centrifugazione primaria in provetta



MICROSPIN 12
Mini-centrifuga ad alta velocità



LMC-3000
Centrifuga da laboratorio



LMC-56
Centrifuga da laboratorio



LMC-4200R
Centrifuga refrigerata da laboratorio

Nuovo

2

Lisi dei campioni per il rilascio di acido nucleico



TDB-120
Blocco termostato a secco



TS-100C
Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR



TS-100C SMART
Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

3

Lavaggio per rimuovere frammenti cellulari e contaminazioni



PIPETTE SERIE ASSIST



ASSIST
serie di pipette con blocco del volume



FTA-2I
Aspiratore con flacone di raccolta

Nuovo



MICROSPIN 12
Mini-centrifuga ad alta velocità



TDB-120
Blocco termostato a secco



TS-100C
Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR



TS-100C SMART
Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

Ulteriori prodotti consigliati per la linea di estrazione manuale di DNA/RNA per adsorbimento



UVT-S-AR
DNA/RNA UV-pulitore armadio



LABAQUA BIO
sistema per acqua ultrapura



FVL-2400N COMBI-SPIN
Minicentrifuga-Vortex



TS-100
Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR



MSV-3500
Vortex a velocità multipla



CH 3-150
Termostato riscaldante e raffreddante



PIPETTE SERIE ASSIST



ASSIST
serie di pipette con blocco del volume

Nuovo



FTA-1
Aspiratore con flacone di raccolta



MPS-1
Agitatore multiplastra ad alta velocità



PDS-250
soluzione di decontaminazione da DNA/RNA



PDS-10L
soluzione di decontaminazione da DNA/RNA