



Стол T-4L-P с полочками



LF-1, лабораторная тумбочка

Стол с полочками T-4L-P, тумбочками LF-1 и оборудованием для выделения нуклеиновых кислот



Стол T-4L, с ПЦП-боксом UVT-S-AR, тумбочками LF-1 и оборудованием для выделения нуклеиновых кислот



Стол T-4



Спецификация T-4:

Вес	23 кг
Размеры (Д × Ш × В)	800 × 600 × 770 мм

Спецификация T-4L:

Вес	36 кг
Размеры (Д × Ш × В)	1290 × 600 × 770 мм

Спецификация T-4L-P:

Вес	54 кг
Размеры (Д × Ш × В)	1290 × 600 × 1670 мм

Спецификация LF-1:

Вес	28 кг
Размеры (Д × Ш × В)	300 × 450 × 705 мм

Номер каталога:

T-4	BS-040101-BK
T-4L	BS-040107-BK
T-4L-P	BS-050101-CK
LF-1	BS-050101-BK